









Bestelldaten / order data

- 5005-0800** ③ SterilDisk Datenlogger für Temperatur / SterilDisk data logger for temperature
- 5005-0801** ③ SterilDisk Probe 10 Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Probe 10 data logger for temperature
- 5005-0802** ③ SterilDisk Probe 20 Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Probe 20 data logger for temperature
- 5005-0803** ③ SterilDisk Probe 50 Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Probe 50 data logger for temperature
- 5005-0804** ③ SterilDisk Probe 100 Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Probe 100 data logger for temperature
- 5005-0805** ③ SterilDisk Probe 150 Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Probe 150 data logger for temperature
- 5005-0806** ③ SterilDisk Flex 50 mit flexiblem Kabelfühler (Sensor 50 mm) Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Flex 50 with flexible probe (probe 50 mm) data logger for temperature
- 5005-0807** ③ SterilDisk Flex OD mit flexiblem Kabelfühler (Sensorlänge auf Wunsch min. 6 mm...175 mm x Ø 3,0 mm) Datenlogger für Temperatur / SterilDisk Flex OD with flexible probe (probe on demand min. 6 mm...175 mm x Ø 3.0 mm) data logger for temperature

Zubehör für SterilDisk Datenlogger / Accessories for SterilDisk data logger

Beschreibung Description

	ISO-Werkzertifikat SterilDisk Serie (6 Punkte +25 / +50 / +75 / +100 / +125 / +140°C) (inklusive Batteriewechsel) ISO-Werkzertifikat SterilDisk Serie (6 Points +25 / +50 / +75 / +100 / +125 / +140°C) (including battery change)	5600-0029 ③
	SPD USB-Kit (Software zum Download, Disk Interface und USB-Kabel) Software und Disk Interface mit USB zum Anschluss an PC SPD USB-Kit (Software to download, Disk Interface and USB-cable) Software and disk interface with USB port for connection to the PC	5090-0800 ③
	TS-Manager Software gemäß CFR21 Part 11 Inkl. USB-Zugangsschlüssel mit Temperatur und Drucksensor (Artikel 5090-0800 wird vorausgesetzt) / TS-Manager Software according to CFR21 Part 11 Inkl. USB-Keycode with temperature and pressure sensor (Article 5090-0800 required)	5090-0801 ③
	Batterie-Austausch-Set für SterilDisk Logger / Battery replacement set for SterilDisk logger	5990-0881 ③
	Opening Tool für SterilDisk J Ultra Freeze Logger Opening tool for SterilDisk J Ultra Freeze data logger	5990-0895 ③
	Befestigungssystem für SterilDisk Datenlogger und weiteren Geräten an Dosen, Kannen, Kronkorken und anderen Behältern. Das Set beinhaltet: 1 x Nietwerkzeug 20 x M5 Nieten für SterilDisk System mit Fühlern von Ø 4,0 mm und mindestens 50 mm Länge. 20 x M8 Nieten für SterilDisk System mit Fühlern von Ø 3,0 mm und mindestens 30 mm Länge. 1 x Klemmverschraubung zum Befestigen der Sensoren in gewünschter Tiefe. / Mounting system for SterilDisk data logger and other instruments for cans, bottles, caps and other reservoirs. The set includes: 1 x riveting tool 20 x M5 rivets for SterilDisk system with probe of 4.0 mm diameter and minimum 50 mm length 20 x M8 rivets for SterilDisk system with probe of 3.0 mm diameter and minimum 30 mm length 1 x clamp connection to attach the sensor to the required depth	5005-0896 ③
	M5 Nieten – 20 Stück M5 Nieten für Fühler von Ø 4,0 mm und mindestens 50 mm Länge. M5 rivets – 20 x M5 rivets for probe of Ø 4.0 mm and min. 50 mm length	5005-0897 ③
	Klemmverschraubung zum Befestigen der Sensoren in gewünschter Tiefe. Clamp connection for mounting the sensor to the required depth.	5005-0899 ③